CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES																																
Programad o	Realizado	ABRIL 2025																														
Actividad	Actividad Descripción/Producto		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	<b>27</b>	28	29	30
Envio de Remision de muestra de agua tratada y muestras cruda lal laboratorio								х							Х							Х							Х			
Mantenimiento Lavado de bocatoma y tanque desarenador										Х														Х								
Lavado	Filtros PTAP		Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Χ	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Х
Análisis de laboratorio	Ensayo de Jarras, Color, Turbiedad, Ph, Cloro residula libre, Dureza, Alcalinidad, Cloruros y Hierro		Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	х	Х	Х	х	х	Х	х	х	Х	X	Х	Х	X	X	х	Х	Х	Х	Х	Х	х	х	Х
Lavado	Floculador y a necesidad											Х												Χ								
Lavado	Sedimentador y a necesidad																	Χ													Х	
Lavado	Tanque de succión a necesidad													Х														Χ				
Mantenimiento tramos de alcantarillado		za del interior de los Mh y ubería no se encuentre																							Х							
Manholes	Diagnostico y limpieza residuos de Manholes																								Х							
Mantenimiento	Corte césped de PTAP			Х	Χ																											
Lecturas	De contadores																											Χ		Χ	Χ	Χ
Facturas	Entrega de factura		Х	Χ	Χ	Χ																										
Línea impulsión	desde planta de tra almacenamiento	ocular sobre el tramo atamiento hasta tanque de									Х																					
Purgas		las válvulas hidrantes y el agua a flujo libre entre limpiar tubería								х																						
Detección de fugas		on geófono y en horario ectar posibles fugas en o domiciliares																									Х					
Mantenimiento de descargues o botadero	que el flujo de agu normal - cada 3 m						Х																									
Mantenimiento eléctrico y de bombeo		eventivo y correctivo de motores de bombeo de																														
Inspección de elementos de trabajo	elementos de prot	ección personal, turas, herramientas y	Х	Х	х	х	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х		х	Х	х					Х	Х	Х	х	Х	Х		Х	Х	Х
Calibracion macromedidore																																